

FICHE PRODUIT

Eau purifiée, Bidon 10 Litres (FRANCE EAU)

Référence : AGU-EAUD10L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Descriptif

L'Eau purifiée de FRANCE EAU est obtenue par Osmose inverse + Déminéralisation + UV + ultra filtration. Ensuite le Bidon est rempli par robinet filtre anti rétro contamination 0.2µm

Caractéristiques physico-chimiques de l'eau purifiée

- Apyrogène
- Eau purifiée, osmosée, déminéralisée
- Résistivité > 0.5 MΩ.cm
- Conforme à la Pharmacopée Européenne en vigueur – Monographie Eau purifiée conditionnée en récipient
- Conforme à la Pharmacopée Américaine en vigueur – Monographie « purified water »
- Conforme à la Norme NF ISO3696 type 3.
- Analyse du COT disponible sur le bulletin

Conditionnement: L'eau purifiée est commercialisée dans des bidons de 10 L en polyéthylène haute densité (PEHD). Le n° de lot et la date de péremption sont indiqués sur les étiquettes des

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

bidons. Garantie supérieure à un an.

Indications et utilisations préconisées: Toute utilisation en laboratoire ne nécessitant pas de stérilité.

Conditionnement de vente: A l'unité

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/eau-distillee/182-eau-purifiee-10l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com