

FICHE PRODUIT



Tensiomètre manopoire Lian Nano Clinic multi-brassards

Référence : SOC-822404

Description du produit

Spengler Lian Nano Clinic — Compacité et précision professionnelle multi-brassards

Le **Spengler Lian Nano Clinic** répond au besoin des professionnels nomades d'un tensiomètre clinique complet dans un format suffisamment compact pour une sacoche médicale, sans sacrifier la précision ni l'hygiène.

Nano Clinic vs Nano standard

Le Nano Clinic se distingue par sa précision supérieure (± 2 mmHg vs ± 3 mmHg), ses brassards en tissu technique lavables à 60 °C pour la désinfection inter-patients et sa soupape à réglage fin pour un contrôle précis de la décompression.

3 brassards — couverture complète adultes + enfants

- **Large adulte** : 32-50 cm
- **Adulte standard** : 24-34 cm
- **Petit adulte / enfant** : 18-26 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications techniques

- Type : anéroïde manopoire — méthode auscultatoire
- Format : compact (Nano)
- Précision : ± 2 mmHg (Clinic)
- Plage : 0-300 mmHg
- Brassards : 3 lavables à 60 °C
- Soupape : réglage fin
- Fabricant : Spengler (France, 1907)
- Certification : CE dispositif médical II

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans


Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometre-manopoire/18200-tensiometre-manopoire-lian-nano-clinic-multi-brassards.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com