

FICHE PRODUIT



Tensiomètre manopaire Lian Classic multi- brassards

Référence : SOC-020409

Description du produit

Spengler Lian Classic — Double tubulure et boîtier chromé pour une précision auscultatoire maximale

Le **Spengler Lian Classic** est l'instrument de référence Spengler pour les praticiens plaçant la précision auscultatoire au premier rang de leurs critères. Sa double tubulure et son boîtier chromé le distinguent techniquement et esthétiquement.

Double tubulure — la précision par la séparation des fonctions

La double tubulure sépare le tube de gonflage (poire) et le tube de mesure (manomètre).
Avantages : élimination des fluctuations parasites de pression liées au pompage et décompression parfaitement linéaire sans à-coups, permettant une identification précise des bruits de Korotkoff.

Boîtier chromé et protège-manomètre mousse

Le métal chromé offre une présence distinctive et une durabilité supérieure aux plastiques techniques. Le protège-manomètre en mousse absorbe les chocs lors d'une chute accidentelle sans déformer le cadran.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications techniques

- Type : anéroïde manopoire — méthode auscultatoire
- Tubulure : double (gonflage + mesure distincts)
- Boîtier : métal chromé + protège-manomètre mousse
- Précision : ± 2 mmHg
- Plage : 0-300 mmHg
- Multi-brassards inclus
- Fabricant : Spengler (France)
- Certification : CE dispositif médical II

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometre-manopoire/18201-tensiometre-manopoire-lian-classic-multi-brassards.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com