

FICHE PRODUIT

Tensiomètre manopaire pédiatrique Babyphon multi- brassards

Référence : SOC-705201

Description du produit

Riester Babyphon — Tensiomètre pédiatrique de référence pour nourrissons et enfants

Le **Riester Babyphon** est l'instrument de mesure tensionnelle dédié à la pédiatrie dans la gamme Riester. Sa conception répond aux contraintes spécifiques de la mesure chez les patients les plus jeunes, où taille des brassards et design de l'appareil jouent un rôle crucial dans la qualité des mesures.

Design rassurant — réduction de l'hypertension de blouse blanche

Le design du Babyphon avec ses couleurs douces et son aspect soigné réduit l'anxiété des enfants. L'hypertension de blouse blanche (20-30 % des enfants) produit des valeurs artificiellement élevées qui peuvent conduire à un diagnostic erroné d'hypertension pédiatrique. Un appareil rassurant améliore les conditions de mesure.

Brassards pédiatriques multi-tailles

- **Nourrisson** : 0-12 mois (tour de bras 6-11 cm)
- **Enfant** : 1-6 ans (12-19 cm)
- **Grand enfant** : 7-12 ans et adolescents (18-26 cm)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications techniques

- Type : anéroïde manopoire pédiatrique
- Boîtier : chromé robuste, design couleurs douces
- Plage : 0-250 mmHg
- Précision : ± 3 mmHg (EN 1060)
- Brassards inclus : 3 tailles pédiatriques
- Fabricant : Rudolf Riester GmbH (Allemagne, 1948)
- Certification : CE dispositif médical classe II

Valeurs normales de tension pédiatrique

La pression artérielle normale varie selon l'âge : nouveau-né ~65-85 mmHg systolique, 5 ans ~95-110 mmHg, 15 ans ~110-130 mmHg. Ces valeurs s'interprètent selon les courbes de percentiles pédiatriques de référence.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometre-manopoire/18202-tensiometre-manopoire-pediatrique-babyphon-multi-brassards.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com