

FICHE PRODUIT



Tensiomètre manopaire pédiatrique Sirio multi-brassards

Référence : SOC-153371

Description du produit

Sirio Pédiatrique 3 brassards — Tensiomètre manopaire enfants et adolescents

Le **Sirio Pédiatrique** est la déclinaison pédiatrique du Sirio adulte, adapté aux contraintes de la mesure tensionnelle chez les patients jeunes.

Importance du brassard pédiatrique adapté

Un brassard adulte utilisé sur un enfant sous-estime systématiquement la pression artérielle. La chambre gonflable doit couvrir **80 % de la circonférence brachiale** pour une mesure précise. Les 3 brassards pédiatriques couvrent toutes les tranches d'âge de 0 à 14 ans pour éviter cette erreur fréquente.

3 brassards pédiatriques

- **Petit enfant** : nourrissons à 3 ans (~6-12 cm)
- **Enfant standard** : 3-8 ans (12-19 cm)
- **Grand enfant** : 8-14 ans et adolescents (18-26 cm)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications techniques

- Type : anéroïde manopoire pédiatrique
- Cadran : large, haute lisibilité
- Cuillère poire : acier inoxydable
- Plage : 0-250 mmHg
- Précision : ± 3 mmHg
- Brassards : 3 tailles pédiatriques nylon velcro
- Certification : CE dispositif médical

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometre-manopoire/18203-tensiometre-manopoire-pediatrique-sirio-multi-brassards.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com