

FICHE PRODUIT



Tensiomètre manopaire Spengler Lian Dessillons multi-brassards Soft Cuff

Référence : SOC-882921

Description du produit

Spengler Lian Dessillons Soft Cuff — Précision professionnelle et confort patient optimisé

Le **Spengler Lian Dessillons Soft Cuff** est la réponse de Spengler à une exigence croissante : ne pas sacrifier le confort du patient à la précision de la mesure. La technologie Soft Cuff rend la mesure plus agréable sans compromettre la fiabilité des résultats.

Technologie Soft Cuff — confort sans compromis

Le tissu intérieur doux et lisse du brassard Soft Cuff réduit la friction sur la peau lors du gonflage et dégonflage. Cette technologie est particulièrement précieuse pour :

- Les patients âgés à peau fine et sensible
- Les patients atteints de dermatoses chroniques
- Les enfants anxieux pour qui l'inconfort du brassard amplifie la blouse blanche
- Les patients nécessitant des mesures répétées (titration thérapeutique)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications techniques

- Type : anéroïde manopoire — méthode auscultatoire
- Technologie brassard : Soft Cuff (tissu intérieur doux)
- Fabrication : France (Spengler)
- Précision : ± 2 mmHg
- Plage : 0-300 mmHg
- Multi-brassards Soft Cuff inclus
- Certification : CE dispositif médical II

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometre-manopoire/18204-tensiometre-manopoire-spengler-lian-dessillons-multi-brassards-soft-cuff.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com