

FICHE PRODUIT



Tensiomètre manopoire Sirio multi-brassards (5 brassards)

Référence : SOC-173201

Description du produit

Sirio Manopoire 5 brassards — La couverture complète de toutes les morphologies

Le **Sirio 5 brassards** est la solution idéale pour les établissements de soins devant mesurer la pression artérielle sur des patients de toutes morphologies et de tous âges avec un seul et même appareil.

5 brassards — du nourrisson à l'obèse

- **Nourrisson** : 0-12 mois (6-11 cm)
- **Enfant** : 1-6 ans (12-19 cm)
- **Adulte standard** : 24-34 cm
- **Adulte large** : 32-48 cm
- **Cuisse obèse** : pour obésités morbides

Avantage économique du coffret 5 brassards

L'achat d'un seul tensiomètre avec 5 brassards est significativement moins onéreux que l'acquisition de deux appareils séparés (Sirio adulte + Sirio pédiatrique). Pour les médecins

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

généralistes suivant des familles entières ou les services polyvalents, c'est la solution la plus rationnelle.

Spécifications techniques

- Type : anéroïde manopoire — méthode auscultatoire
- Cadran : large, haute lisibilité
- Cuillère poire : acier inoxydable
- Plage : 0-300 mmHg
- Précision : ± 3 mmHg
- Brassards inclus : 5 (nourrisson + enfant + adulte + large + cuisse)
- Certification : CE dispositif médical II

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometre-manopoire/18205-tensiometre-manopoire-sirio-multi-brassards-5-brassards.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com