

FICHE PRODUIT



Tensiomètre poignet Omron RS4

Référence : SOC-707631

Description du produit

Omron RS4 — Tensiomètre poignet avec indicateur de positionnement intégré

L'**Omron RS4** est la réponse d'Omron à la principale limite des tensiomètres de poignet : leur sensibilité au positionnement du bras pendant la mesure. Deux technologies Omron travaillent ensemble pour maximiser la fiabilité des mesures domestiques.

Indicateur de positionnement — éliminer la première source d'erreur

Une déviation de 10 cm du poignet par rapport au niveau du cœur introduit une erreur d'environ ± 8 mmHg. L'indicateur de l'RS4 utilise un accéléromètre pour détecter l'orientation du bras et signale si le poignet est trop haut ou trop bas, guidant vers la position optimale.

IntelliSense — confort et précision optimisés

L'IntelliSense analyse les premières oscillations pour ajuster la pression maximale de gonflage, évitant le sur-gonflage systématique. Ce procédé réduit la durée et l'inconfort de la compression tout en maintenant la précision.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications techniques

- Indicateur de positionnement : oui (accéléromètre)
- Technologie : IntelliSense Omron
- Plage : 20-280 mmHg / 40-180 bpm
- Précision : ± 3 mmHg
- Mémoire : 80 mesures
- Brassard poignet : 13,5-21,5 cm
- Alimentation : 2 piles AAA
- Certification : CE dispositif médical

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-electroniques-poignets/18209-tensiometre-poignet-omron-rs4.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com