

FICHE PRODUIT

Tensiomètre poignet électronique connecté Hartmann Veroval Compact+

Référence : SOC-580131

Description du produit

Hartmann Veroval Compact+ — Tensiomètre poignet connecté Bluetooth de la marque historique

Le **Hartmann Veroval Compact+** est la version connectée du Veroval Compact, ajoutant la dimension numérique au suivi tensionnel grâce à la connectivité Bluetooth et l'intégration à l'écosystème Veroval.

Application Veroval — suivi médical numérique structuré

L'application Veroval (iOS/Android, gratuite) reçoit automatiquement les mesures via Bluetooth et offre :

- Graphiques d'évolution sur périodes personnalisables
- Calcul des moyennes matin/soir selon le protocole AMT
- Rapports PDF partageables avec le médecin
- Rappels de mesure pour améliorer l'observance
- Synchronisation avec d'autres appareils Hartmann Veroval

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Hartmann — 200 ans d'expertise médicale

Paul Hartmann AG, fondée en 1818 à Heidenheim (Bade-Wurtemberg), est l'une des entreprises médicales les plus anciennes d'Europe. Présente dans 35 pays avec +10 000 employés, la gamme Veroval bénéficie de cette expertise au service de l'automesure grand public.

Spécifications techniques

- Connectivité : Bluetooth BLE — app Veroval iOS/Android
- Méthode : oscillométrie automatique
- Plage : 20-280 mmHg / 40-180 bpm
- Précision : ± 3 mmHg
- Mémoire : 60 mesures
- Brassard : 13,5-21 cm
- Alimentation : 2 piles AAA
- Fabricant : Hartmann (Allemagne, 1818)
- Certification : CE dispositif médical

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-electroniques-poignets/18216-tensiometre-poignet-electronique-connecte-hartmann-veroval-compact.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com