

FICHE PRODUIT



Boîtes de pétri GOSSELIN, Dia: 90 mm, ergots de ventilation: 3, stériles

Référence : PLG-BPS90ESMC

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Boîtes de pétri GOSSELIN, Ø: 90 mm, ergots de ventilation: 3, stérile;

Caractéristiques:

- Boîtes de Pétri empilées sous gaine polyéthylène.
- Sur sac polyéthylène à l'intérieur du carton.
- Hauteur: 14,2 mm.
- Poids: 14,0 g.

Conditionnement: 25 sachets de 33 pièces.

Conditionnement minimum de vente: Carton 825 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boa-tes-de-petri-gosselin/1822-boartes-de-petri-gosselin-a-90mm-ergots-de-ventilation-3-ste.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com