

FICHE PRODUIT

Tensiomètre poignet Omron RS7 Intelli IT

Référence : SOC-707641

Description du produit

Omron RS7 Intelli IT — Le tensiomètre poignet connecté haut de gamme d'Omron

L'**Omron RS7 Intelli IT** concentre les meilleures technologies de la gamme poignet Omron. L'acronyme Intelli IT désigne l'ensemble des technologies intelligentes embarquées pour maximiser la précision et la connectivité.

Guide d'enroulement du brassard — installation vérifiée

Le guide d'enroulement est une innovation unique d'Omron qui vérifie automatiquement la tension et l'alignement du brassard autour du poignet. Il signale si le brassard est mal positionné, trop lâche ou trop serré — éliminant une source d'erreur courante.

Capteur de positionnement avancé

Un accéléromètre intégré détecte l'orientation du poignet dans l'espace et vérifie la hauteur par rapport au cœur. L'indicateur visuel guide vers la position optimale avant chaque mesure, améliorant la reproductibilité inter-mesures.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications techniques

- Guide enroulement brassard : oui
- Capteur positionnement : accéléromètre
- Connectivité : Bluetooth — app Omron Connect
- Plage : 20-280 mmHg / 40-180 bpm
- Précision : ± 3 mmHg
- Mémoire : 100 mesures
- Brassard : 13,5-21,5 cm
- Fabricant : Omron Healthcare
- Certification : CE dispositif médical

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-electroniques-poignets/18220-tensiometre-poignet-omron-rs7-intelli-it.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com