

FICHE PRODUIT

Tensiomètre poignet électronique Joletti

Référence : SOC-120421

Description du produit

Joletti Poignet — Tensiomètre automatique familial avec indicateur OMS

Le **Joletti poignet** est un tensiomètre automatique pensé pour une utilisation polyvalente au sein du foyer, combinant grand écran, indicateur OMS et mémoire intégrée.

Indicateur OMS pour toute la famille

L'indicateur de classification OMS classe automatiquement chaque mesure dans une zone colorée. Chaque membre de la famille peut comprendre immédiatement le sens de sa mesure sans consulter un tableau de référence, tout en étant incité à consulter un médecin en cas de valeurs répétées en zone rouge.

Mémoire 60 mesures — suivi longitudinal

La mémoire de 60 mesures permet de suivre l'efficacité d'un traitement antihypertenseur, de détecter une évolution tensionnelle sur plusieurs semaines et de présenter un historique complet lors d'une consultation médicale.

Spécifications techniques

- Type : poignet oscillométrique automatique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Plage : 20-280 mmHg / 40-180 bpm
- Précision : ± 3 mmHg
- Mémoire : 60 mesures horodatées
- Indicateur OMS : zones colorées
- Brassard : 13,5-21,5 cm
- Alimentation : 2 piles AAA
- Certification : CE dispositif médical

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-electroniques-poignets/18222-tensiometre-poignet-electronique-joleti.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com