

FICHE PRODUIT

Tensiomètre poignet électronique Hartmann Veroval Compact

Référence : SOC-580111

Description du produit

Hartmann Veroval Compact — Tensiomètre poignet simple et fiable de la marque historique

Le **Hartmann Veroval Compact** est la version standard (non connectée) du Veroval poignet, offrant simplicité d'utilisation et fiabilité Hartmann dans un format poignet accessible.

Grand écran et code couleur OMS — lisibilité et interprétation directes

Le grand écran LCD affiche simultanément les 4 valeurs essentielles (systolique, diastolique, pouls, horodatage). Le code couleur OMS (vert = normale, jaune = élevée, rouge = hypertension) offre une interprétation immédiate et intuitive sans tableau de référence.

Veroval Compact vs Veroval Compact+

Ce modèle Compact est la version sans Bluetooth. C'est le choix pour les utilisateurs ne souhaitant pas d'application smartphone et préférant un appareil autonome simple. Pour la connectivité Bluetooth, voir le Veroval Compact+ (SOC-580131).

Hartmann — 200 ans d'expertise médicale mondiale

Paul Hartmann AG, fondée en 1818 à Heidenheim (Bade-Wurtemberg), est l'une des entreprises

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

médicales les plus anciennes du monde. Présente dans 35 pays, sa gamme Veroval bénéficie de cette expertise.

Spécifications techniques

- Type : poignet oscillométrique automatique
- Affichage : grand écran LCD avec date/heure
- Code couleur OMS : 3 zones
- Plage : 20-280 mmHg / 40-180 bpm
- Précision : ± 3 mmHg
- Brassard : 13,5-21 cm
- Alimentation : 2 piles AAA
- Fabricant : Paul Hartmann AG (Allemagne, 1818)
- Certification : CE dispositif médical

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-electroniques-poignets/18224-tensiometre-poignet-electronique-hartmann-veroval-compact.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com