

FICHE PRODUIT

Boîtes de pétri GOSSELIN, Dia: 90 mm, ergots de ventilation: 3

Référence : PLG-BPS90EMC

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Boîtes de pétri GOSSELIN, Ø: 90 mm, ergots de ventilation: 3. Caractéristiques: * Boîtes de pétri empilées sous gaine polyéthylène. * Sursac polyéthylène à l'intérieur du carton. * Hauteur: 14,2 mm. * Poids: 14,0 g. * Conditionnement: 25 sachets de 20 pièces. * Conditionnement minimum de vente: Carton 500 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/boa-tes-de-petri-gosselin/1823-boartes-de-petri-gosselin-a-90mm-ergots-de-ventilation-3.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com