

**FICHE PRODUIT**

## Stéthoscope Welch Allyn Lightweight double pavillon

Référence : SOC-860154

### Description du produit

#### Stéthoscope WELCH ALLYN Lightweight double pavillon

**Le stéthoscope double pavillon le plus léger du marché !**

Si le poids et le confort sont des priorités dans votre choix de stéthoscope, avec ses 124 grammes, le **stéthoscope Welch Allyn Lightweight double pavillon** est fait pour vous !

Il a été conçu **pour les examens généraux**. Le double pavillon est en acier inoxydable et il est doté d'**une bague anti-froid**.

Pour un confort optimal, les branches chromées du **stéthoscope Welch Allyn Lightweight double pavillon** sont ajustables et la tubulure est **sans latex**

Garantie : 2 ans

Mentions obligatoires :

**Publicité.**

**Dénomination :** Stéthoscope Welch Allyn Lightweight double pavillon

**Destination :** Instrument de diagnostic utilisé lors d'auscultation ou prises de tension artérielle permettant l'écoute des sons internes du corps.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

**Fabricant :** WELCH ALLYN

**Instructions :** Lire attentivement la notice éventuelle.

**Prudence :** En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

**Date de mise à jour de cette page :** 2025-12-03 11:04:09

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/stethoscopes-medicaux/18233-stethoscope-welch-allyn-lightweight-double-pavillon.html>



### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)