

FICHE PRODUIT



Stéthoscope ECO pédiatrique

Référence : SOC-063106

Description du produit

Stéthoscope ECO Pédiatrique

Un stéthoscope pédiatrique pratique et économique !

Modèle conçu et adapté à l'auscultation des enfants.

Doté d'un récepteur métallique à double pavillon en nickel chromé.

Le tube est en caoutchouc très résistant et antibruit.

La lyre ergonomique est conçue pour donner à l'utilisateur un maximum de confort.

Modèles et couleurs : **double pavillon pédiatrique** de diamètre 35 mm - Couleur Noire.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Dénomination : Stéthoscope ECO pédiatrique

Destination : Instrument de diagnostic utilisé lors d'auscultation ou prises de tension artérielle permettant l'écoute des sons internes du corps.

Fabricant : COMED

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle.

Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Date de mise à jour de cette page : 2022-08-17 12:15:56

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stethoscopes-medicaux/18249-stethoscope-eco-pediatrique.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com