

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Tubes ou Cloche de Durham en verre 1,5ml diamètre 7mm x hauteur 50mm

Référence : SOC-CD65

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cloche de Durham en verre 1,5ml diamètre 7mm x hauteur 50mm

Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 5,75 x 7 x 52 mm.

Épaisseur paroi: 0,5 mm.

Condition minimum de vente: carton de 1000 pièces.

- Cloche de Durham

Application

- Microbiologie : mise en évidence de la production de gaz

Avantages

- En verre sodocalcique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cloches-de-durham/1826-cloches-de-durham-1-20ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com