


FICHE PRODUIT



Tubes en verre sodocalcique, fond rond col à vis, 23 ml

Référence : SOC-TEC16

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tubes en verre sodocalcique, fond rond col à vis, 23 ml; * Autoclavables: 20 minutes à 121°C; * Particulièrement recommandés pour usage en microbiologie; * Tubes livrés sans capsule, ni joint; * Dimensions (Diamètre int. x Diamètre ext. x H.): 13,6 x 16 x 160 mm; * Épaisseur paroi: 1,2 mm; * Condition minimum de vente: carton de 299.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-sodocalciques-col-a-vis/1829-tubes-en-verre-sodocalcique-fond-rond-col-a-vis-23ml.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com