


FICHE PRODUIT



Tubes en verre, fond rond, bord droit, 6 ml

Référence : SOC-TCP1275

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tubes en verre, fond rond, bord droit, 6 ml;

- * Autoclavables;
- * Excellente résistance chimique;
- * Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 0 x 12 x 75 mm;
- * Épaisseur paroi: 0,60 mm;

Condition minimum de vente: carton de 4 boîtes de 250 tubes.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-fond-rond-bord-droit/1832-tubes-en-verre-fond-rond-bord-droit-6ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com