


**FICHE PRODUIT**

## Tubes en verre, fond rond, bord droit, 29 ml

Référence : SOC-TCP18150

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

**Tubes en verre, fond rond, bord droit, 29 ml;**

- \* Autoclavables;
- \* Excellente résistance chimique;
- \* Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 16 x 18 x 150 mm;
- \* Épaisseur paroi: 0,85 mm;

Condition minimum de vente: carton de 4 boîtes de 125 tubes.

### Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-fond-rond-bord-droit/1837-tubes-en-verre-fond-rond-bord-droit-29ml.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)