

FICHE PRODUIT



Eau purifiée pour analyses Panreac 10L

Référence : PAN-EAUPUR10L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description

Eau purifiée:

- Obtenue par osmose inverse;
- Désionisée par lit mixte;
- Ultrafiltrée à 0,22µ;
- Présentation en Cubitainer de 10 litres

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/eau-purifiee-et-demineralise/184-eau-purifiee.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com