

FICHE PRODUIT

Autoclave de table D212 - Stérilisateur à vapeur Classe B 12 litres

Référence : SOC-ICAND212

Description du produit

L'autoclave **IcanClave D212** est un stérilisateur à vapeur de table de **Classe B** d'une capacité de **12 litres**, conforme à la norme européenne **EN 13060**. Conçu pour les espaces de travail réduits, il offre une stérilisation complète et fiable pour les instruments médicaux emballés, non emballés, creux et poreux.

Pourquoi choisir l'IcanClave D212 ? Grâce à son système de pré et post-vide triple fractionné, la vapeur pénètre jusqu'au cœur de tous les instruments, y compris les charges creuses (type A et type B), garantissant l'élimination de 100 % des microbes, bactéries, virus, champignons et spores.

11 cycles de stérilisation pré-réglés :

- Solide 134°C et 121°C
- Emballé 134°C et 121°C
- Textile 134°C et 121°C
- Prion 134°C
- Liquide 121°C
- Test Bowie & Dick
- Test Helix
- Test de vide

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Performances techniques :

- Chambre : Ø 200 × 360 mm
- Puissance : 2 000 W (220 V)
- Poids : 40 kg
- Dimensions extérieures : 420x370x595 mm
- Plateaux aluminium : 2 standard, 3 maximum (160 × 315 mm)
- Précision de température : ± 0,1°C
- Pression de stérilisation : 110 à 210 kPa selon le programme

Sécurité multicouche : Triple verrouillage de porte (crochet mécanique + microswitch + verrou électronique), valve de surpression à certification CE, protection contre les surintensités par disjoncteur automatique, alarme manque d'eau et alarme porte ouverte.

Traçabilité et connectivité : Port USB 2.0 standard pour export automatique des données de chaque cycle au format .txt, mémoire interne des 20 derniers cycles, imprimante externe optionnelle.

Domaines d'utilisation : Cabinet dentaire, chirurgie, podologie, esthétique, tatouage, coiffure, laboratoire, clinique vétérinaire.

Normes de conformité : EN 13060, 93/42/CEE (Dispositifs Médicaux), 97/23/CE (Équipements sous pression), EN 61010-1, EN 61326.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-de-table/18439-autoclave-icanclave-d212-classe-b-12-litres.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Documents associés

- Fiche produit

Documents téléchargeables sur la page produit.

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com