

FICHE PRODUIT



Kit d'œsophagoscopie adulte et enfant

Référence : SOC-240621

Description du produit

Composition du KIT D'ŒSOPHAGOSCOPIE ADULTE ET ENFANT

- 01 Œsophagoscope adulte diam interne 12mm Longueur 50cm avec arrivée d'oxygène et bouchon occultant
- 01 Œsophagoscope enfant diam interne 9mm Longueur 30cm avec arrivée d'oxygène et bouchon occultant
- 01 Manche pour œsophagoscope
- 01 Pince tubulaire œsophagoscope adulte longueur 50 cm mors emporte pièce
- 01 Pince tubulaire œsophagoscope adulte Longueur 50cm mors crabe fenêtres a corps étrangers
- 01 Pince tubulaire œsophagoscope adulte Longueur : 50cm mors crocodile
- 01 Pince tubulaire œsophagoscope adulte Longueur 50cm mors curette diamètre 3mm
- 04 Sondes d'aspiration à Embout conique de L : 50 cm Taille: ch6; ch8; ch14; ch16
- 01 Pincés à champ 13 cm
- 01 Pincés à champ 16 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 01 Pince à badigeon

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/endoscopie-et-fibroscopie/18443-kit-d-oesophagoscopie-adulte-et-enfant.html>



Documents associés

- Fiche technique
- Fiche produit

Documents téléchargeables sur la page produit.

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com