


FICHE PRODUIT



Unité de prélèvement sécurisée à ailettes Safetouch Nipro

Référence : SOC-106153

Description du produit

Unité de prélèvement à ailettes Nipro Safetouch pour le confort du patient

L'**unité de prélèvement à ailettes Nipro** Safetouch garantit un prélèvement sanguin fluide, précis et sécurisé. Conçu pour protéger à la fois les patients et les professionnels de santé, ce dispositif limite efficacement les risques de **piqûre accidentelle** grâce à son mécanisme de protection intégré.

Sécurité maximale avec activation à une main

Le système de sécurité transparent et irréversible peut être activé **d'une seule main**, et même **en veine**, ce qui assure une protection immédiate après l'insertion. Un **clic audible** confirme le verrouillage complet du dispositif, offrant une sécurité supplémentaire au soignant.

Aiguille triple biseau pour un confort optimal

Équipée d'une **aiguille ultra-affûtée à triple biseau** et d'un revêtement siliconé, l'unité de prélèvement assure une insertion douce, minimisant l'inconfort du patient. La siliconisation réduit la force de pénétration et facilite le glissement dans la veine.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Adaptée aux prélèvements multiples

Le dispositif intègre un **adaptateur Luer préfixé** avec système d'auto-protection, permettant la réalisation de **prélèvements multiples** avec un seul point de ponction. Les ailes larges et souples garantissent une prise ferme, facilitant le positionnement et le maintien.

Matériaux sûrs et sans latex

Fabriqués sans **latex** ni **DEHP**, le set de prélèvement Nipro convient aux patients sensibles et répond aux normes strictes de sécurité et de qualité. Il offre une expérience fiable et confortable, tant pour le patient que pour le professionnel.

Tailles disponibles

- 21G 0,8 x 19mm - Tubulure 19 cm.
- 22G 0,7 x 19mm - Tubulure 19 cm.
- 23G 0,6 x 19mm - Tubulure 19 cm.

Unité de prélèvement sécurisé à ailettes Nipro conditionnées en boîte de 50.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Dénomination : Unité de prélèvement sécurisée à ailettes Safetouch Nipro

Destination : Voir ci-dessus.

Fabricant : NIPRO

Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle.

Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Date de mise à jour de cette page : 2026-01-06 09:54:55

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/unites-de-prelevement-a-aile/18444-unite-de-prelevement-securisee-a-ailettes-safetouch-nipro.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
aiguille_dimensions - 21G - Vert - 0,8 x 19 mm	SOC-106153_1	
aiguille_dimensions - 22G - Noir - 0,7 x 19 mm	SOC-106153_2	
aiguille_dimensions - 23G - Bleu - 0,6 x 19 mm	SOC-106153_3	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com