

FICHE PRODUIT



Unité de prélèvement Vacumirage Smartsafe PIC

Référence : SOC-181186

Description du produit

Unité de prélèvement Vacumirage Smartsafe PIC

Ce kit pour le prélèvement hématique permet un multiple échantillonnage de sang avec un unique accès veineux. Il est composé d'un **microperfuseur à ailettes pré-assemblé sur un adaptateur Luer** et se monte très facilement sur un corps de prélèvement (non-fourni).

Le microperfuseur est doté d'ailettes souples qui facilitent sa manipulation lors de l'insertion de l'aiguille. Leur code couleur est conforme à la norme ISO 6009 et permet de différencier les différentes tailles d'un simple coup d'oeil.

L'aiguille à triple affûtage est conçue pour une pénétration facile et peu douloureuse. Le microperfuseur est sécurisé pour prévenir les risques de piqûres accidentelles lors du retrait de celle-ci (système de sécurité SmartSafe).

Le tube transparent et flexible a une longueur de 18 cm.

L'adaptateur luer Vacumirage est constitué d'une aiguille (21G) recouverte d'un caoutchouc sans latex.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Ce kit à usage unique est stérile, apyrogène et non-toxique.

Indications : Accès veineux périphérique pour prises de sang réalisées à des fins de diagnostic.

L'unité de prélèvement Vacumirage Smartsafe est disponible en plusieurs modèles :

- 21G 0,8 x 20mm - Tubulure 30 cm.
- 21G 0,8 x 20mm - Tubulure 18 cm.
- 23G 0,6x 20mm - Tubulure 30 cm.
- 23G 0,6 x 20mm - Tubulure 18 cm.
- 25G 0,5 x 20mm - Tubulure 30 cm.
- 25G 0,5 x 20mm - Tubulure 18 cm.

Unités de prélèvement sanguins PIC Vacumirage Smartsafe conditionnées en boîte de 50.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Dénomination : Unité de prélèvement Vacumirage Smartsafe PIC

Destination : Voir ci-dessus.

Fabricant : PIC

Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle.

Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Date de mise à jour de cette page : 2026-06-22 16:49:53

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/unites-de-prelevement-a-aile/18445-unite-de-prelevement-vacumirage-smartsafe-pic.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
aiguille_dimensions - 25G - Orange - 0,5 x 20 mm	SOC-181186_1	
aiguille_dimensions - 23G - Bleu - 0,6 x 20 mm	SOC-181186_2	
aiguille_dimensions - 21G - Vert - 0,8 x 20 mm	SOC-181186_3	
aiguille_dimensions - 21G - Vert - 0,8 x 20 mm - Tubulure 30 cm	SOC-181186_4	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com