

FICHE PRODUIT

Unité de prélèvement à ailettes sécurisée Luer Unistick ShieldLock

Référence : SOC-250291

Description du produit

Unité de prélèvement sécurisé avec adaptateur Luer Unistick ShieldLock

Ce **microperfuseur Unistick ShieldLock** est équipée d'un **mécanisme de sécurité** une fois l'aiguille retirée de la veine, pour **éviter tous risques de contaminations croisées et d'accidents d'exposition au sang (AES)**.

Activable à une seule main, le mécanisme de sécurité produit un "clic" audible indiquant l'activation de la **gaine de protection**, la rétraction complète de l'aiguille ainsi que son verrouillage.

L'unité de prélèvement est constituée d'une aiguille à paroi fine, d'ailettes gainées pour assurer une préhension sûre durant l'acte ainsi que d'une tubulure et d'un adaptateur Luer afin de la connecter à la ligne de perfusion ou de prélèvement.

Dimensions disponibles

- 25G - 0,5 x 19 mm - Tubulure 20 cm
- 23G - 0,6 x 19 mm - Tubulure 20 cm
- 21G - 0,8 x 19 mm - Tubulure 20 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conditionnement : boîte de 100 **unités de prélèvement à ailettes sécurisée Unistick ShieldLock**.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Dénomination : Unité de prélèvement à ailettes sécurisée Luer Unistick ShieldLock

Destination : Voir ci-dessus.

Fabricant : Yangzhou Medline

Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle.

Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Date de mise à jour de cette page : 2023-11-13 11:00:23

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/unites-de-prelevement-a-aile/18446-unite-de-prelevement-a-ailettes-securisee-luer-unistick-shieldlock.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
aiguille_dimensions - 25G - Orange - 0,5 x 20 mm	SOC-250291_1	
aiguille_dimensions - 23G - Bleu - 0,6 x 19 mm	SOC-250291_2	
aiguille_dimensions - 21G - Vert - 0,8 x 19 mm	SOC-250291_3	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com