

FICHE PRODUIT

Corps de prélèvement Vacumirage PIC

Référence : SOC-181151

Description du produit

Corps de prélèvement Vacumirage PIC

Le corps de prélèvement Vacumirage de PIC est un dispositif médical à usage unique, non-stérile, fabriqué en polypropylène translucide, sans latex ni phtalate.

Doté d'un embout Luer, il s'utilise, lors de prélèvements sanguins par accès veineux périphérique, avec des tubes à prélèvement et des adaptateurs ou des unités de prélèvement Luer Vacumirage PIC (non-fournis).

Conditionnement : boîte de **100 corps de prélèvement PIC**.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Dénomination : Corps de prélèvement Vacumirage PIC

Destination : Voir ci-dessus.

Fabricant : PIC

Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle.

Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Date de mise à jour de cette page : 2022-11-14 14:29:03

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/unites-de-prelevement-a-aile/18447-corps-de-prelevement-vacumirage-pic.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com