

FICHE PRODUIT

Adaptateur de prélèvement Luer Unistick 'boîte de 100)

Référence : SOC-250321

Description du produit

Adaptateur de prélèvement Luer Unistick

A **usage unique et stérile**, l'**adaptateur Luer Unistick** permet de connecter un microperfuseur à ailettes avec un corps de prélèvement.

Il est constitué d'une **aiguille 21G**, d'un capuchon protecteur de l'aiguille perce-bouchon.

Conditionnement : boîte de 100 **adaptateurs de prélèvement Luer Unistick**.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Dénomination : Adaptateur de prélèvement Luer Unistick

Destination : Voir ci-dessus.

Fabricant : Yangzhou Medline

Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle.

Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Date de mise à jour de cette page : 2023-11-10 14:19:13

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguille-de-prelevement-sanguin/18448-adaptateur-de-prelevement-luer-unistick.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com