


FICHE PRODUIT

Aiguille de prélèvement BD Vacutainer Eclipse

Référence : SOC-070274

Description du produit

Aiguille de prélèvement BD Vacutainer Eclipse

Cette aiguille hypodermique à usage unique en acier inoxydable est utilisée pour réaliser des **prélèvements sanguins**. Elle est dotée d'un système de protection intégré, aligné avec le biseau de l'aiguille. Ce système, activable et verrouillable d'une seule main, permet de recouvrir l'aiguille dès son retrait de la veine. Son verrouillage est confirmé par un clic sonore.

Cette aiguille de prélèvement sécurisée permet de réduire le risque de blessures par piqûre d'aiguille.

Elle est compatible avec les corps de prélèvement BD Vacutainer (voir Accessoires).

Conditionnement : boîte de 48 **aiguilles de prélèvement BD Vacutainer Eclipse**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Réf.	Réf. BD	Couleur	Gauge	Longueur
070274	368610	Noir	22	32 mm (1 1/4")
070275	368609	Vert	21	32 mm (1 1/4")

Mentions obligatoires :

Publicité.

Dénomination : Aiguille de prélèvement BD Vacutainer Eclipse

Destination : Voir ci-dessus.

Fabricant : BECTON DICKINSON

Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle.

Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Date de mise à jour de cette page : 2024-05-21 18:07:38

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguille-de-prelevement-sanguin/18449-aiguille-de-prelevement-bd-vacutainer-eclipse.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
aiguille_dimensions - 22G - Noir - 0,7 x 32 mm	SOC-070274_1	
aiguille_dimensions - 21G - Vert - 0,8 x 32 mm	SOC-070274_2	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com