

FICHE PRODUIT

Corps de prélèvement Unistick Luer Holder

Référence : SOC-250311

Description du produit

Corps de prélèvement Unistick Luer Holder

A **usage unique et non stérile**, le **corps de prélèvement Unistick Holder** transparent permet de protéger et faciliter la visualisation du remplissage des tubes de prélèvement.

Equippé d'un embout Luer, le **corps Unistick Luer Holder** s'adapte à des adaptateurs ou à des unités de prélèvement.

Conditionnement : sachet de 100 **corps de prélèvement Unistick Luer Holder**.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Dénomination : Corps de prélèvement Unistick Luer Holder

Destination : Voir ci-dessus.

Fabricant : Yangzhou Medline

Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle.

Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Date de mise à jour de cette page : 2023-11-10 14:18:15

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/porte-tubes-de-prelevement-sanguin/18450-corps-de-prelevement-unistick-luer-holder.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com