

FICHE PRODUIT



Adaptateur de prélèvement Vacumirage (boîte de 100)

Référence : SOC-181161

Description du produit

Adaptateur de prélèvement Vacumirage Pic Connexion Luer Lock pour prélèvement sanguin sécurisé

Adaptateur de prélèvement VACUMIRAGE stérile à **usage unique**, conçu pour raccorder les **corps de pompe (holder)** aux **aiguilles à ailettes** et permettre le **prélèvement de plusieurs tubes** avec un seul accès veineux périphérique.

Il est doté d'une **aiguille 21G** recouverte d'un **caoutchouc sans latex** et d'un **raccord rigide** entièrement **compatible avec les connexions Luer Lock**.

Sa **garde semi-transparente** assure une meilleure visibilité lors du geste médical. L'ensemble est **conditionné individuellement** dans un **conteneur rigide en plastique** assurant hygiène et sécurité.

L'**étiquette prédécoupée** intégrée à l'emballage individuel, facilite l'**identification rapide** du dispositif tout en garantissant sa **stérilité**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécialement conçu pour une compatibilité optimale avec les **dispositifs de prélèvement sanguin Vacumirage** de la marque Pic, l'adaptateur est **sans latex** et **sans phtalates**, adapté aux exigences du secteur médical.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Dénomination : Adaptateur de prélèvement Vacumirage (boîte de 100)

Destination : Voir ci-dessus.

Fabricant : PIC

Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle.

Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Date de mise à jour de cette page : 2025-08-01 10:45:31

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguille-de-prelevement-sanguin/18451-adaptateur-de-prelevement-vacumirage-boite-de-100.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com