

FICHE PRODUIT



Microperfuseur épicroânien à ailettes Infineed

Référence : SOC-105111

Description du produit

Microperfuseur épicroânien à ailettes Infineed

Le **microperfuseur épicroânien** permet d'effectuer des prélèvements sanguins ou des injections intraveineuses.

L'**aiguille à triple biseau en acier inoxydable siliconé** assure une excellente pénétration cutanée. Les **2 ailettes souples**, de couleurs normalisées, permettent une bonne prise en main et une grande précision lors de la mise en place du dispositif.

Le **protecteur d'aiguille** permet de conserver l'intégralité de celle-ci.

Tubulure : 30 cm avec embout Luer Lock.

Modèles disponibles :

- 25 G - Orange - 0,5 x 19 mm
- 23 G - Bleu - 0,6 x 19 mm
- 22 G - Noir - 0,7 x 19 mm
- 21 G - Vert - 0,8 x 19 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 20 G - Jaune - 0,9 x 19 mm

Conditionnement : boîte de 100 **microperfuseurs épicroânien**.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Dénomination : Microperfuseur épicroânien à ailettes Infineed

Destination : Voir ci-dessus.

Fabricant : DIDACTIC

Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle.

Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Date de mise à jour de cette page : 2024-11-29 14:23:23

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microperfuseurs-surflo-a-ailett/18452-microperfuseur-epicranien-a-ailettes-infineed.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
aiguille_dimensions - 25G - Orange - 0,5 x 19 mm	SOC-105111_1	
aiguille_dimensions - 23G - Bleu - 0,6 x 19 mm	SOC-105111_2	
aiguille_dimensions - 22G - Noir - 0,7 x 19 mm	SOC-105111_3	
aiguille_dimensions - 21G - Vert - 0,8 x 19 mm	SOC-105111_4	
aiguille_dimensions - 20G - Jaune - 0,9 x 19 mm	SOC-105111_5	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com