

FICHE PRODUIT

Unité de prélèvement BD Vacutainer Push-Button

Référence : SOC-070462

Description du produit

Unité de prélèvement BD Vacutainer Push-Button

Ce dispositif médical à usage unique est utilisé pour réaliser des prélèvements sanguins veineux et des perfusions intraveineuses de courte durée (2 heures maximum).

Il est pré-assemblé à un adaptateur Luer et se monte rapidement sur un corps de prélèvement (non fourni). Ses larges ailettes flexibles lui confèrent un maintien optimal et une grande facilité d'utilisation avec une seule main.

L'unité de prélèvement sanguin BD Vacutainer Pro-Active Push Button est doté d'un dispositif de sécurité activable par un simple bouton poussoir (technologie "Push-Button"). Pour un maximum de sécurité, ce dispositif est conçu pour être activé quand l'aiguille se trouve toujours dans la veine du patient.

Une simple pression sur le bouton-poussoir et l'aiguille se rétracte instantanément. Un clic sonore confirme ensuite la neutralisation et le verrouillage irréversible de l'aiguille.

Cette unité de prélèvement à ailettes permet d'améliorer très sensiblement la protection du personnel soignant et réduit de manière significative le nombre de blessures par piqûres d'aiguilles.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Elle est livrée stérile (stérilisation à l'oxyde d'éthylène) sous emballage individuel PVC et papier pelable.

Longueur de la tubulure : 17,8 cm

Unités de prélèvement BD Vacutainer Push-Button conditionnées par boîte de 50.

Réf.	Réf. BD	Couleur	Gauge	Longueur
070461	367335	Bleu	25	19 mm (3/4")
070462	367336	Bleu	23	19 mm (3/4")
070463	367338	Vert	21	19 mm (3/4")

Mentions obligatoires :

Publicité.

Dénomination : Unité de prélèvement BD Vacutainer Push-Button

Destination : Voir ci-dessus.

Fabricant : BECTON DICKINSON

Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle.

Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Date de mise à jour de cette page : 2023-07-26 14:48:49

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/unites-de-prelevement-a-aile/18453-unite-de-prelevement-bd-vacutainer-push-button.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
aiguille_dimensions - 23G - Bleu - 0,6 x 19 mm	SOC-070462_1	
aiguille_dimensions - 21G - Vert - 0,8 x 19 mm	SOC-070462_2	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com