

FICHE PRODUIT



Unité de prélèvement BD Vacutainer Safety Lok

Référence : SOC-070243

Description du produit

Unité de prélèvement BD Vacutainer Safety Lok

Cette **unité de prélèvement BD Vacutainer Safety Lok** est conçue pour réaliser des prélèvements de sang veineux et des perfusions intraveineuses de courte durée (2 heures maximum).

Dotée d'un adaptateur Luer pré-monté, elle peut se monter rapidement sur un corps de prélèvement.

Son aiguille à ailettes permet une prise en main et une manipulation aisée et précise.

Lors de son retrait, l'aiguille peut être rétractée dans le corps de l'unité et verrouillée en position de manière définitive. Ce verrouillage s'effectue d'une seule main et est confirmé par un clic sonore.

Le système Safety lok permet une diminution sensible des risques d'accidents par piqûre et exposition au sang (AES).

Unité de prélèvement stérile (stérilisation à l'oxyde d'éthylène) sous emballage individuel PVC et papier pelable.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Unités de prélèvement sanguins BD Vacutainer Safety Lok conditionnées en boîte de 50.

Réf.	Réf. BD	Couleur	Gauge	Longueur aiguille	Longueur tubulure
070243	367295	Bleu	25	19 mm (3/4")	18 cm
070246	367284	Bleu	23	19 mm (3/4")	30 cm
070244	367282	Bleu	23	19 mm (3/4")	18 cm
070247	367288	Vert	21	19 mm (3/4")	30 cm
070245	367286	Vert	21	19 mm (3/4")	18 cm

Mentions obligatoires :

Publicité.

Dénomination : Unité de prélèvement BD Vacutainer Safety Lok

Destination : Voir ci-dessus.

Fabricant : BECTON DICKINSON

Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle.

Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Date de mise à jour de cette page : 2026-04-23 12:02:42

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/unites-de-prelevement-a-aile/18454-unite-de-prelevement-bd-vacutainer-safety-lok.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
aiguille_dimensions - 25G - Orange - 0,5 x 19 mm	SOC-070243_1	
aiguille_dimensions - 23G - Bleu - 0,6 x 19 mm - Tubulure 30 cm	SOC-070243_2	
aiguille_dimensions - 19 x 0,6 mm - 23G - Bleu	SOC-070243_3	
aiguille_dimensions - 21G - Vert - 0,8 x 19 mm	SOC-070243_4	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com