

FICHE PRODUIT



Adaptateur de prélèvement sanguin Luer stériles Nipro Boîte de 100

Référence : SOC-106171

Description du produit

Adaptateurs Luer Nipro - Connecteurs universels pour prélèvement sanguin

Les **adaptateurs universels Luer Nipro** offrent une solution fiable et performante pour les procédures de **prélèvement sanguin**. Conçus pour garantir une compatibilité optimale, ils assurent une connexion parfaitement standardisée grâce à leur **interface Luer universelle**.

Conçus pour les prélèvements multiples

Ces adaptateurs **20G** peuvent être utilisés en combinaison avec un **set à ailette**, permettant d'effectuer plusieurs prélèvements via une seule ponction veineuse. Cette configuration améliore l'efficacité du geste tout en réduisant l'inconfort du patient.

Sécurité renforcée avec système auto-protecteur

Les adaptateurs Luer Nipro sont dotés d'un **système auto-protecteur** qui sécurise l'aiguille après usage. Cette technologie réduit considérablement les risques d'exposition accidentelle et renforce la protection du personnel médical lors des manipulations.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Matériaux sûrs et sans latex

Fabriqués sans **latex**, **DEHP** ni **PVC**, ces dispositifs garantissent une utilisation sûre, même pour les utilisateurs sensibles. Disponibles en version **stérile** ou en vrac, ils s'adaptent à tous les environnements de soins et aux protocoles de laboratoire.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Dénomination : Adaptateur de prélèvement sanguin Luer stériles Nipro

Destination : Voir ci-dessus.

Fabricant : NIPRO

Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle.

Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Date de mise à jour de cette page : 2026-01-06 09:09:59

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguille-de-prelevement-sanguin/18455-adaptateur-de-prelevement-sanguin-luer-steriles-nipro.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com