

FICHE PRODUIT

Unité de prélèvement + corps BD Vacutainer Safety Lok

Référence : SOC-070253

Description du produit

Unité de prélèvement + corps BD Vacutainer Safety Lok

Ce dispositif médical est constitué d'une **unité de prélèvement sanguin BD Vacutainer Safety Lok** pré-assemblée avec un **corps de prélèvement BD**. Il est conçu pour le prélèvement de sang veineux et la perfusion de courte durée (2h).

Il utilise des tubes BD Vacutainer de diamètre 13 et 16 mm (non fournis) et est également compatible avec les flacons d'hémoculture BD Bactec.

L'unité est dotée d'un système de protection qui permet de réduire les risques de piqûres et d'AES. Un mécanisme, qui s'actionne d'une seule main, déclenche la rétractation de l'aiguille et son verrouillage irréversible. Ce verrouillage est confirmé par un clic sonore.

Elle est livrée stérile (stérilisation à l'oxyde d'éthylène) sous emballage individuel PVC et papier pelable.

Unités de prélèvement + corps BD Vacutainer Safety Lok conditionnées par boîte de 25.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Réf.	Réf. BD	Couleur	Gauge	Longueur
070253	368655	Bleu	23	19 mm (3/4")
070254	368654	Vert	21	19 mm (3/4")

Mentions obligatoires :

Publicité.

Dénomination : Unité de prélèvement + corps BD Vacutainer Safety Lok

Destination : Voir ci-dessus.

Fabricant : BECTON DICKINSON

Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle.

Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Date de mise à jour de cette page : 2023-07-10 15:13:18

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/unites-de-prelevement-a-aile/18456-unite-de-prelevement-corps-bd-vacutainer-safety-lok.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
aiguille_dimensions - 23G - Bleu - 0,6 x 19 mm	SOC-070253_1	
aiguille_dimensions - 21G - Vert - 0,8 x 19 mm	SOC-070253_1	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com