


FICHE PRODUIT

Unité de prélèvement à ailettes Nipro

Référence : SOC-106183

Description du produit

Unité de prélèvement à ailettes Nipro Précision, confort et sécurité renforcée

L'**unité de prélèvement à ailettes Nipro** est conçue pour offrir un prélèvement sanguin précis, sécurisé et confortable. Sa conception professionnelle répond aux exigences des environnements médicaux où la fiabilité est indispensable.

Aiguille ultra-affûtée triple biseau

La présence d'une **aiguille ultra sharp triple biseau** garantit une insertion douce afin de réduire au maximum l'inconfort du patient. La siliconisation de l'aiguille diminue la force de pénétration et assure un glissement fluide.

Ailettes larges et souples pour une prise sûre

Ses **ailettes larges et souples** assurent une prise en main facile et une stabilité optimale, facilitant la mise en place lors des ponctions veineuses.

Matériaux sûrs et sans latex

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

La conception est garantie **sans latex**, **sans DEHP** et **sans PVC**, pour une utilisation sécurisée même chez les patients allergiques ou sensibles. Un dispositif fiable et compatible avec les protocoles de prélèvement professionnels.

Tailles disponibles

- 21G 0,8 x 19mm - Tubulure 19 cm.
- 22G 0,7 x 19mm - Tubulure 19 cm.
- 23G 0,6 x 19mm - Tubulure 19 cm.

Unité de prélèvement à ailettes Nipro conditionnées en boîte de 50.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Dénomination : Unité de prélèvement à ailettes Nipro

Destination : Voir ci-dessus.

Fabricant : NIPRO

Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle.

Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Date de mise à jour de cette page : 2026-01-06 09:39:36

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/unites-de-prelevement-a-aile/18458-unite-de-prelevement-a-ailettes-nipro.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
aiguille_dimensions - 21G - Vert - 0,8 x 19 mm	SOC-106183_1	
aiguille_dimensions - 23G - Bleu - 0,6 x 19 mm	SOC-106183_2	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com