

FICHE PRODUIT



Microperfuseurs épicrâniens Eurofly - Euromedis

Référence : SOC-014192

Description du produit

Microperfuseur épicrânien Eurofly Euromedis

Les **microperfuseurs épicrâniens Eurofly** sont dotées d'une aiguille de 20 mm offrant une excellente pénétration de la peau et de la veine.

Les ailettes du microperfuseur sont longues et souples pour une bonne tenue en main. Leur code couleur est conforme à la norme ISO 6009 et permet de différencier les différentes tailles d'un simple coup d'oeil.

Le tube transparent en PVC non toxique d'une longueur de 30 cm se termine par un embout Luer lock.

Indications : Accès veineux périphérique thérapeutique, prélèvement de matériel biologique à but diagnostic.

Dispositif stérile (stérilisation à l'oxyde d'éthylène), sous emballage individuel.

Modèles disponibles :

- 25G - Orange - 0,5 x 20 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 23G - Bleu - 0,6 x 20 mm
- 22G - Noir - 0,7 x 20 mm
- 21G - Vert - 0,8 x 20 mm
- 20G - Jaune - 0,9 x 20 mm

Microperfuseur épicroânien conditionné en boîte de 100.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Dénomination : Microperfuseurs épicroâniens Eurofly - Euromedis

Destination : Voir ci-dessus.

Fabricant : Anhui Hongyu Wuzhou Medical

Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle.

Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Date de mise à jour de cette page : 2023-06-07 08:58:28

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microperfuseurs-surflo-a-ailett/18459-microperfuseurs-epicraniens-eurofly-euromedis.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
aiguille_dimensions - 25G - Orange - 0,5 x 20 mm	SOC-014192_1	
aiguille_dimensions - 23G - Bleu - 0,6 x 20 mm	SOC-014192_2	
aiguille_dimensions - 22G - Noir - 0,7 x 20 mm	SOC-014192_3	
aiguille_dimensions - 21G - Vert - 0,8 x 20 mm	SOC-014192_4	
aiguille_dimensions - 20G - Jaune - 0,9 x 20 mm	SOC-014192_5	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com