

FICHE PRODUIT



Boîtes de pétri GOSSELIN, Dia: 100 mm, ergots de ventilation: 0, stériles

Référence : PLG-BPS100G

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Boîtes de pétri GOSSELIN, Ø: 100 mm, ergots de ventilation: 0, stériles;

Caractéristiques

- Boîtes de pétri empilées sous gaine polyéthylène.
- Sur sac polyéthylène à l'intérieur du carton.
- Hauteur: 14,10 mm.
- Poids: 17,20 g.

Conditionnement: 20 sachets de 25 pièces.

Conditionnement minimum de vente: Carton 500 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boa-tes-de-petri-gosselin/1846-boartes-de-petri-gosselin-a-100mm-ergots-de-ventilation-0-ste.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com