

FICHE PRODUIT

Corps de prélèvement BD Vacutainer

Référence : SOC-070361

Description du produit

Corps de prélèvement Becton Dickinson Vacutainer

Ce **corps de prélèvement à usage unique** est destiné à être utilisé avec les tubes BD Vacutainer de diamètre 13 et 16 mm. Son embout peut recevoir des aiguilles sécurisées BD Vacutainer Eclipse ou des unités de prélèvements sanguins BD Vacutainer Safety Lok et Push Button dotées d'un adaptateur Luer pré-monté.

Fabriqué en polypropylène blanc translucide, ce corps de prélèvement, non-stérile, est également compatible avec les flacons d'hémoculture BD Bactec.

Dimensions (Ø x prof.) : 18 x 48 mm.

Conditionnement : boîte de 250 **corps de prélèvement BD Vacutainer**.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Dénomination : Corps de prélèvement BD Vacutainer

Destination : Voir ci-dessus.

Fabricant : BECTON DICKINSON

Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Date de mise à jour de cette page : 2022-08-11 17:01:23

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/porte-tubes-de-prelevement-sanguin/18460-corps-de-prelevement-bd-vacutainer.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com