

FICHE PRODUIT



Unité de prélèvement et corps Vacumirage Smartsafe PIC

Référence : SOC-181173

Description du produit

Unité de prélèvement + corps Vacumirag Smartsafe PIC

Ce kit est constitué d'une **unité de prélèvement sanguin Vacumirag Smartsafe PIC pré-assemblée avec un corps de prélèvement**. Il est conçu pour le prélèvement de sang veineux à but diagnostic.

Le microperfuseur est doté d'une aiguille à triple affûtage, diminuant la force nécessaire pour sa pénétration et réduisant la douleur du patient. Grâce au système de protection Smartsafe, l'aiguille se rétracte automatiquement et définitivement lors de son retrait ; réduisant fortement les risques de piqûres et d'AES.

Le code couleur des ailettes souples est conforme à la norme ISO 6009 et permet de différencier les différentes tailles d'un simple coup d'oeil.

L'adaptateur luer est constitué d'une aiguille (21 G) recouverte d'un caoutchouc sans latex.

Le tubulure transparente et flexible a une longueur de 18 cm.

Le corps (la chemise) est réalisé en matière plastique et sert à guider l'introduction des éprouvettes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

lors des prélèvements.

L'unité de prélèvement sécurisé Vacumirag Smartsafe PIC est disponible en plusieurs modèles :

- 21G x 20 mm (vert).
- 23G x 20 mm (bleu).
- 25G x 20 mm (orange).

Elle est livrée stérile (stérilisation à l'oxyde d'éthylène) sous emballage individuel.

Unités de prélèvement + corps Vacumirag Smartsafe PIC conditionnées par boîte de 25.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Dénomination : Unité de prélèvement et corps Vacumirage Smartsafe PIC

Destination : Voir ci-dessus.

Fabricant : PIC

Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle.

Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Date de mise à jour de cette page : 2023-03-29 14:59:18

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/unites-de-prelevement-a-aile/18461-unite-de-prelevement-et-corps-vacumirage-smartsafe-pic.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
aiguille_dimensions - 25G - Orange - 0,5 x 20 mm	SOC-181173_1	
aiguille_dimensions - 23G - Bleu - 0,6 x 20 mm	SOC-181173_2	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com