

FICHE PRODUIT

Unité de prélèvement à ailettes sécurisée + corps Unistick ShieldLock

Référence : SOC-250281

Description du produit

Unité de prélèvement à ailettes sécurisée Unistick ShieldLock avec corps

Cette **unité de prélèvement Unistick ShieldLock** est sécurisée grâce à un mécanisme de sécurité une fois l'aiguille retirée de la veine pour éviter tous risques de contaminations croisées et d'accidents d'exposition au sang (AES).

Activable à une seule main, le **mécanisme de sécurité** produit un "clac" audible indiquant l'activation de la gaine de protection, la rétraction complète de l'aiguille ainsi que son verrouillage.

Pré-montée, l'**unité de prélèvement Unistick ShieldLock** est constituée d'une aiguille à paroi fine, d'ailettes gainées pour assurer une préhension sûre durant l'acte ainsi que d'une tubulure et d'un corps transparent.

Dimensions disponibles

- 23G - 0,6 x 19 mm - Tubulure 20 cm
- 21G - 0,6 x 19 mm - Tubulure 20 cm

Conditionnement : boîte de 50 **unités de prélèvement à ailettes sécurisée Unistick**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

ShieldLock avec corps.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Dénomination : Unité de prélèvement à ailettes sécurisée + corps Unistick ShieldLock

Destination : Voir ci-dessus.

Fabricant : Yangzhou Medline

Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle.

Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Date de mise à jour de cette page : 2023-11-13 09:30:40

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/unites-de-prelevement-a-aile/18462-unite-de-prelevement-a-ailettes-securisee-corps-unistick-shieldlock.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
aiguille_dimensions - 19 mm x 0,8 -21G - Vert	SOC-250281_V	
aiguille_dimensions - 19 x 0,6 mm - 23G - Bleu	SOC-250281_B	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com