

FICHE PRODUIT

Microperfuseur à ailettes sécurisé Mirage Smartsafe PIC

Référence : SOC-181195

Description du produit

Microperfuseur sécurisé Mirage Smartsafe PIC

Ces **microperfuseurs épicroaniens (ou microperfuseurs à ailettes) stériles**, sont des dispositifs médicaux à usage unique, utilisés pour des prélèvements sanguins de courte durée.

Ils sont dotés d'une aiguille à triple affûtage, offrant une excellente pénétration.

Leurs ailettes souples facilitent leur manipulation lors de l'insertion et du retrait de l'aiguille. Avec leur code couleur (conforme à la norme ISO 6009) elles permettent également de différencier les différentes tailles d'un simple coup d'oeil.

Les microperfuseurs Mirage Smartsafe de PIC sont sécurisés. Un dispositif de sécurité irréversible protège l'utilisateur lors du retrait de l'aiguille et évite tous risques de piqûres accidentelles.

Leurs raccords rigide Luer Lock est compatible avec de nombreux dispositifs.

Longueur de la tubulure souple : 30 cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Indications : Accès veineux périphérique à but thérapeutique/pour le prélèvement sanguin à but diagnostic.

Modèles disponibles :

- 25G - Orange - 0,5 x 20 mm
- 23G - Bleu - 0,6 x 20 mm
- 22G - Noir - 0,7 x 20 mm
- 21G - Vert - 0,8 x 20 mm
- 19G - Beige - 1,1 x 20 mm

Microperfuseurs sécurisés Mirage Smartsafe PIC conditionnés par boîte de 50.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Dénomination : Microperfuseur à ailettes sécurisé Mirage Smartsafe PIC

Destination : Voir ci-dessus.

Fabricant : PIC

Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle.

Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Date de mise à jour de cette page : 2022-07-21 14:47:13

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microperfuseurs-surflo-a-ailett/18463-microperfuseur-a-ailettes-securise-mirage-smartsafe-pic.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
aiguille_dimensions - 25G - Orange - 0,5 x 20 mm	SOC-181195_1	
aiguille_dimensions - 23G - Bleu - 0,6 x 20 mm	SOC-181195_2	
aiguille_dimensions - 22G - Noir - 0,7 x 20 mm	SOC-181195_3	
aiguille_dimensions - 21G - Vert - 0,8 x 20 mm	SOC-181195_4	
aiguille_dimensions - 19G - Crème - 1,1 x 20 mm	SOC-181195_5	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com