

FICHE PRODUIT

Seringue hypodermique 2 pièces BD Discardit II

Référence : SOC-712500

Description du produit

Seringue hypodermique 2 pièces BD Discardit II

La **seringue hypodermique 2 pièces** Becton Dickinson Discardit II est conçue pour les injections et le prélèvement de fluides médicaux. Composée d'un corps gradué et d'un piston, elle assure une administration précise et contrôlée manuellement.

Stérile et sûre pour un usage unique

Chaque seringue est livrée **stérile**, à **usage unique**, sans **latex** ni **DEHP** ni phtalate. Elle répond aux exigences de sécurité et limite tout risque de contamination croisée.

Graduations nettes et lecture précise

Le corps transparent offre des **graduations claires** facilitant le dosage. Le piston coulisse en douceur pour un contrôle optimal du débit d'injection.

Polyvalence d'utilisation

Adaptée au contact direct avec le patient (injection intraveineuse), au contact indirect (ligne de perfusion, robinets) ainsi qu'au transfert de médicaments. À ne pas utiliser sur pousse-seringue.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Contenances disponibles

- 2 mL Cône Luer centré.
- 5 mL Cône Luer excentré.
- 10 mL Cône Luer excentré.
- 20 mL Cône Luer excentré.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues/18464-seringue-hypodermique-2-pieces-bd-discardit-ii.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Contenance - 2 mL - Cône Luer centré	SOC-712501	
Contenance - 5 mL - Cône Luer excentré	SOC-712502	
Contenance - 10 mL - Cône Luer excentré	SOC-712503	
Contenance - 20 mL - Cône Luer excentré	SOC-712504	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com