

FICHE PRODUIT



Seringue 2 pièces Euromedis - 2ml à 20ml

Référence : SOC-8750

Description du produit

Seringue 2 pièces Euromedis - 2ml à 20ml

La **seringue 2 pièces** Euromedis est un dispositif médical à usage unique pensé pour la précision et la sécurité des injections au quotidien. Elle s'emploie aussi bien pour les injections de routine que pour le transfert et l'aspiration de médicaments.

Conception et matériaux

Sa conception deux pièces, sans joint, garantit une solution économique et parfaitement adaptée aux injections cutanées de routine, tout en assurant une progression régulière du piston.

Lecture et confort

Le corps transparent et les graduations contrastées assurent une lecture immédiate du volume, pour des gestes rapides, sûrs et reproductibles.

Stérilité et conditionnement

Chaque unité est livrée stérile (stérilisation à l'oxyde d'éthylène) sous emballage individuel pelable, garantissant l'asepsie jusqu'au moment de l'emploi. Produit à usage unique, à ne pas réutiliser.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques principales

- Conception 2 pièces (corps et piston) sans joint, économique et fiable.
- Capacité disponible : 2 ml à 20 ml.
- Corps transparent à graduations nettes pour une lecture immédiate de la dose.
- Stérile, à usage unique, sans latex ni DEHP.
- Embout Luer conforme aux raccords médicaux standard.
- Conditionnement individuel pelable garantissant l'asepsie jusqu'à l'emploi.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues/18465-seringue-2-pieces-euromedis-2ml-a-20ml.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Contenance - 2 mL - Cône Luer centré	SOC-111303	
Contenance - 5 mL - Cône Luer excentré	SOC-111304	
Contenance - 10 mL - Cône Luer excentré	SOC-111305	
Contenance - 20 mL - Cône Luer excentré	SOC-111306	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com