

FICHE PRODUIT

Seringues 3 pièces non montée Unifine Syringes Owen Mumford

Référence : SOC-12670

Description du produit

Seringues 3 pièces non montée Unifine Syringes Owen Mumford

La **seringue 3 pièces** Owen Mumford répond aux exigences des cabinets, cliniques et services hospitaliers pour des injections sûres et reproductibles. Adaptée aux injections sous-cutanées, intramusculaires et intraveineuses selon l'aiguille associée, elle s'utilise en milieu hospitalier comme à domicile.

Conception et matériaux

Sa structure en trois pièces intègre un joint en caoutchouc sur le piston : le glissement est plus souple et la force de poussée réduite, pour un dosage tout en finesse et un grand confort pour le patient.

Lecture et confort

Le corps transparent et les graduations contrastées assurent une lecture immédiate du volume, pour des gestes rapides, sûrs et reproductibles.

Stérilité et conditionnement

Chaque unité est livrée stérile (stérilisation à l'oxyde d'éthylène) sous emballage individuel pelable,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

garantissant l'asepsie jusqu'au moment de l'emploi. Produit à usage unique, à ne pas réutiliser.

Caractéristiques principales

- Conception 3 pièces (corps, piston et joint caoutchouc) pour un glissement doux et régulier.
- Livrée non montée (sans aiguille), compatible avec les aiguilles à embout Luer.
- Corps transparent à graduations nettes pour une lecture immédiate de la dose.
- Stérile, à usage unique, sans latex ni DEHP.
- Embout Luer conforme aux raccords médicaux standard.
- Conditionnement individuel pelable garantissant l'asepsie jusqu'à l'emploi.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues/18470-seringues-3-pieces-non-montee-unifine-syringes-owen-mumford.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Contenance - 2 mL - Cône Luer centré	SOC-250331	
Contenance - 3 mL - Cône Luer centré	SOC-250332	
Contenance - 3 mL - Cône Luer Lock	SOC-250333	
Contenance - 5 mL - Cône Luer centré	SOC-250334	
Contenance - 5 mL - Cône Luer Lock	SOC-250335	
Contenance - 10 mL - Cône Luer centré	SOC-250336	
Contenance - 10 mL - Cône Luer Lock	SOC-250337	
Contenance - 20 mL - Cône Luer Lock	SOC-250338	
Contenance - 20 mL - Cône Luer excentré	SOC-250339	
Contenance - 50-60 mL - Cône Luer excentré	SOC-250341	
Contenance - 50-60 mL - Cône Luer Lock	SOC-250342	

Photos du produit


SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com