

FICHE PRODUIT



Seringue tuberculine Terucristal Terumo

Référence : SOC-8076

Description du produit

Seringue tuberculine Terucristal Terumo

Référence appréciée des soignants, la **seringue à tuberculine** Terumo offre une administration fluide et un contrôle parfait du dosage. Elle s'emploie aussi bien pour les injections de routine que pour le transfert et l'aspiration de médicaments.

Conception et matériaux

Fabriquée en polypropylène inerte, sans latex ni DEHP, elle assure une parfaite compatibilité avec les patients sensibles et une grande stabilité du produit injecté.

Précision pour les petits volumes

Sa faible capacité et ses graduations resserrées en font l'outil de référence pour les injections intradermiques, les tests à la tuberculine et l'administration de très petits volumes avec une grande exactitude.

Stérilité et conditionnement

Chaque unité est livrée stérile (stérilisation à l'oxyde d'éthylène) sous emballage individuel pelable, garantissant l'asepsie jusqu'au moment de l'emploi. Produit à usage unique, à ne pas réutiliser.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques principales

- Faible capacité avec graduations fines, idéale pour les injections intradermiques et les tests.
- Corps transparent à graduations nettes pour une lecture immédiate de la dose.
- Stérile, à usage unique, sans latex ni DEHP.
- Embout Luer conforme aux raccords médicaux standard.
- Conditionnement individuel pelable garantissant l'asepsie jusqu'à l'emploi.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues/18481-seringue-tuberculine-terucristal-terumo.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Contenance - 1 mL sans aiguille	SOC-070161	
Contenance - 1mL + aiguille 26G x 13 mm	SOC-070162	
Contenance - 1 mL + aiguille 25G x 16 mm	SOC-070163	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com