

FICHE PRODUIT

Seringue montée stériles PIC

Référence : SOC-10865

Description du produit

Seringue montée stériles PIC

La **seringue médicale** PIC est un dispositif médical à usage unique pensé pour la précision et la sécurité des injections au quotidien. Elle s'emploie aussi bien pour les injections de routine que pour le transfert et l'aspiration de médicaments.

Conception et matériaux

Fabriquée en polypropylène inerte, sans latex ni DEHP, elle assure une parfaite compatibilité avec les patients sensibles et une grande stabilité du produit injecté.

Lecture et confort

Le corps transparent et les graduations contrastées assurent une lecture immédiate du volume, pour des gestes rapides, sûrs et reproductibles.

Stérilité et conditionnement

Chaque unité est livrée stérile (stérilisation à l'oxyde d'éthylène) sous emballage individuel pelable, garantissant l'asepsie jusqu'au moment de l'emploi. Produit à usage unique, à ne pas réutiliser.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques principales

- Livrée montée, aiguille sertie prête à l'emploi.
- Corps transparent à graduations nettes pour une lecture immédiate de la dose.
- Stérile, à usage unique, sans latex ni DEHP.
- Embout Luer conforme aux raccords médicaux standard.
- Conditionnement individuel pelable garantissant l'asepsie jusqu'à l'emploi.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues/18482-seringue-montee-steriles-pic.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Contenance - 2.5 ml + aiguille 23G x 25 mm - Luer central	SOC-181131	
Contenance - 2.5 mL + aiguille 22G x 30 mm - Luer central	SOC-181132	
Contenance - 2.5 mL + aiguille 21G x 40 mm - Luer central	SOC-181133	
Contenance - 5 ml + aiguille 23G x 30 mm - Luer central	SOC-181134	
Contenance - 5 mL + aiguille 23G x 25 mm - Luer central	SOC-181144	
Contenance - 5 mL + aiguille 22G x 30 mm - Luer central	SOC-181135	
Contenance - 5 mL + aiguille 22G x 40 mm - Luer central	SOC-181139	
Contenance - 5 mL + aiguille 21G x 40 mm - Luer central	SOC-181136	
Contenance - 10 mL + aiguille 21G x 40 mm	SOC-181137	
Contenance - 20 ml + aiguille 20 G x 40 mm - Luer excentré	SOC-181138	

Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

		
		
		
		

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com