

FICHE PRODUIT

Seringue 3 pièces montées avec aiguilles - Terumo

Référence : SOC-3133

Description du produit

Seringue 3 pièces montées avec aiguilles - Terumo

La **seringue 3 pièces** Terumo est un dispositif médical à usage unique pensé pour la précision et la sécurité des injections au quotidien. Elle convient à l'injection et au prélèvement de fluides médicaux, en administration manuelle contrôlée.

Conception et matériaux

Sa structure en trois pièces intègre un joint en caoutchouc sur le piston : le glissement est plus souple et la force de poussée réduite, pour un dosage tout en finesse et un grand confort pour le patient.

Lecture et confort

Le corps transparent et les graduations contrastées assurent une lecture immédiate du volume, pour des gestes rapides, sûrs et reproductibles.

Stérilité et conditionnement

Chaque unité est livrée stérile (stérilisation à l'oxyde d'éthylène) sous emballage individuel pelable, garantissant l'asepsie jusqu'au moment de l'emploi. Produit à usage unique, à ne pas réutiliser.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques principales

- Conception 3 pièces (corps, piston et joint caoutchouc) pour un glissement doux et régulier.
- Livrée montée, aiguille sertie prête à l'emploi.
- Corps transparent à graduations nettes pour une lecture immédiate de la dose.
- Stérile, à usage unique, sans latex ni DEHP.
- Embout Luer conforme aux raccords médicaux standard.
- Conditionnement individuel pelable garantissant l'asepsie jusqu'à l'emploi.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues/18487-seringue-3-pieces-montees-avec-aiguilles-terumo.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Contenance - 3 mL + aiguille 21G x 38 mm	SOC-180404	
Contenance - 5 mL + aiguille 21G - 0	SOC-180402	
Contenance - 10 mL + aiguille 21G x 38 mm	SOC-180403	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com