

**FICHE PRODUIT**

## Seringue 100 ml non montée avec embout cathéter PIC

Référence : SOC-10866

### Description du produit

#### Seringue 100 ml non montée avec embout cathéter PIC

Conçue pour les professionnels de santé, la **seringue médicale** PIC associe fiabilité, confort d'utilisation et dosage exact. Adaptée aux injections sous-cutanées, intramusculaires et intraveineuses selon l'aiguille associée, elle s'utilise en milieu hospitalier comme à domicile.

##### Conception et matériaux

Fabriquée en polypropylène inerte, sans latex ni DEHP, elle assure une parfaite compatibilité avec les patients sensibles et une grande stabilité du produit injecté.

##### Lecture et confort

Le corps transparent et les graduations contrastées assurent une lecture immédiate du volume, pour des gestes rapides, sûrs et reproductibles.

##### Stérilité et conditionnement

Chaque unité est livrée stérile (stérilisation à l'oxyde d'éthylène) sous emballage individuel pelable, garantissant l'asepsie jusqu'au moment de l'emploi. Produit à usage unique, à ne pas réutiliser.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Caractéristiques principales

- Capacité disponible : 100 ml.
- Livrée non montée (sans aiguille), compatible avec les aiguilles à embout Luer.
- Embout cathéter adapté à l'irrigation, au gavage et au remplissage.
- Corps transparent à graduations nettes pour une lecture immédiate de la dose.
- Stérile, à usage unique, sans latex ni DEHP.
- Embout Luer conforme aux raccords médicaux standard.
- Conditionnement individuel pelable garantissant l'asepsie jusqu'à l'emploi.

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/seringues/18491-seringue-100-ml-non-montee-avec-embout-catheter-pic.html>



## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)